




\* A Tri Auto ZX2+ használatának megkezdése előtt mindenképpen olvassa el a mellékelt Használati útmutatót.  
\* Az újrafeldolgozás során mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt.

## Használat előtt

### Alkatrészek összeállítása


1. lépés

**Csatlakoztassa a könyökdarabot**




2. lépés

**Helyezze fel a HP védőhüvelyt**




3. lépés

**Csatlakoztassa a szondakábelt**




#### ⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, hogy az ellenelektrodát (kampó) a fehér szondacsatlakozóhoz csatlakoztassa.



4. lépés

**Helyezze be a reszelőt**



### Működés ellenőrzése


1. lépés

**Gyökércsúcs-meghatározási funkció**

Kapcsolja be a készüléket. Érintse az ellenelektrodát (kampó) a reszelőhöz és a reszelőtartó végén lévő csipetpáncsra – győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn lévő skála összes jelölőoszlopa kigyullad-e.

#### ⚠ FIGYELEM

Ha nem gyullad ki mindegyik jelölőoszlop, haladéktalanul fűggeszse fel a készülék használatát, és javíttassa meg szakszervizben.



2. lépés

**A motor forgása**

Válassza az „m2” lehetőséget (OGP2 üzemmód). Nyomja meg a főkapcsolót, és ellenőrizze, hogy a motor egyenletesen jár-e.

⚠ Ha a motor nem forog rendszeren, illetve ha rendellenes rezgéseket vagy zajokat tapasztal, azonnal fejezze be a műszer használatát, és forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a J. MORITA OFFICE irodához.



### A készülék be-/kikapcsolása

On



Off




### Kalibrálás

(Vásárlás utáni első használatkor, könyökdarab cseréjekor, OTR művelet váratlan vagy véletlenszerű kiváltódásakor stb.)

Csatlakoztassa a könyökdarabot. A műszer kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a bal oldali Set gombot (<), majd nyomja meg a főkapcsolót.

A kalibrálás megkezdéséhez nyomja meg a jobb oldali Set gombot (>). A kalibrálás után a műszer automatikusan visszatér a készenléti kijelzőhöz.





### Ellenőrzés a tesztelővel (hetente egyszer)

Kapcsolja be a készüléket. Csatlakoztassa a tesztelőt. Ellenőrizze a skálán a mért értéket.

• Ha a skála az 1. számú oszlophoz képest két oszlopnyi tartományban gyullad ki: Rendben.

• Ha a skála az 1. számú oszlopnál két oszloppal feljebb vagy lejjebb lévő oszlogip gyullad ki: Haladéktalanul fűggeszse fel a készülék használatát, és javíttassa meg szakszervizben.



### Megjelenítési beállítások


Az alábbi beállítások a felhasználó igényei szerint módosíthatóak.

☞ Tájékozódjon a mellékelt Használati útmutató „A kézikarab egyéb funkciói” című részéből.

#### Domináns kéz




#### EMR kijelzési irány



## Újrafeldolgozás – minden felhasználás után

### Használat után


1. lépés  
**Kapcsolja ki a készüléket**



2

1 Tartsa lenyomva


2. lépés  
**Vegye ki a reszelőt**




1

2

3. lépés  
**Távolítsa el a HP védőhüvelyt**



4. lépés  
**Töltse fel az akkumulátort**




**⚠ FIGYELEM**  
Soha ne használja újra a HP védőhüvelyt.

### Sterilizálás

#### Sterilizálandó alkatrészek

- a. Reszelőtartó
- b. Ellenelektroda
- c. Hosszúreszelő-tartó
- d. Könyökdarab
- e. Kézidarabtartó\*
- f. Külső reszelőelektroda (kupakkal)\*

1. lépés  
**Előkezelés**



2. lépés  
**Tisztítás és fertőtlenítés**

Mosó-fertőtlenítők használati feltételei

Berendezés neve	Miele G7881
Üzem mód	Vario TD (tisztítási idő: 5 perc)
Tisztítószer (koncentráció)	neodisher MediClean (0,3%–0,5%)
Öblítés (koncentráció)	neodisher MediKlar (0,03%–0,05%)

3. lépés  
**Kenés (csak a könyökdarab esetén)**

Az LS OIL használatával kenje meg a könyökdarabot. Az esetleges többletolajat törölje le a könyökdarabról.




Csöpöngtessen 5 csepp LS OIL terméket ide, majd várjon 10 percig.

1 csepp

1 csepp

4. lépés  
**Csomagolás**



5. lépés  
**Sterilizálás**

Javaslat:  
Ország: USA

Sterilizátor típusa	Hőmérséklet	Idő (perc)	Sterilizálást követő szárítási idő (perc)
Gravitációs	+132 °C	15	15
	+121 °C	30	

Ország: USA-tól eltérő


Dinamikus levegőszívás	Hőmérséklet	Idő (perc)	Sterilizálást követő szárítási idő (perc)
Gravitációs	+134 °C	3	10
	+134 °C	5	
Gravitációs	+134 °C	min. 6	10
	+121 °C	min. 60	

### Fertőtlenítés

#### Fertőtlenítendő alkatrészek

- g. Motoros kézidarab
- h. Szondakábel
- i. Akkumulátortöltő
- j. Vezetőcsap
- k. Tesztelő


1. lépés  
**Előkezelés**



2. lépés  
**Tisztítás és fertőtlenítés**

A J. MORITA MFG. CORP. által jóváhagyott fertőtlenítők

Fertőtlenítő	Ország
Etanol (70–80 V/V%-os)	USA
Opti-Cide3 (törőkendők)	
FD366 sensitive (törőkendők)	USA-tól eltérő



a

b

c\*

d

e\*

f\*

g

h

i

j

k

\* Opcionális (külön kapható)

Védjegyek és bejegyzett védjegyek: A vállalatok, termékek, szolgáltatások stb. jelen használati útmutatóban használt neveinek bizonyos részei tartalmazhatnak az adott vállalat tulajdonában álló védjegyeket vagy bejegyzett védjegyeket.