

Hitomebore

Signo T100 OTP Comfort

Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



Listenverkaufspreis: 54.846,65 €*
**Angebotspreis: 37.800,00 €*
 Angebotsnummer: T100_Comfort_2024**



Leasing
 570,- €/**
 Monat

Ausstattung

Lackfarbe: Weiss
 Polsterfarbe: Caribou (T-BR) braun, oder Schwarz (T-BK)
 Mundspülbeckenfarbe: Weiss

Patientenstuhl

- Ölhydraulik für sanfte Patientenstuhlbewegungen, 4 programmierbare Programme
- Multifunktionaler Fußschalter, schnurlos
- Standardkopfstütze
- LED-Operationsleuchte LunaVue TL (12 LED Direkt Typ) inkl. drehbarem Patientenspiegel
- Armlehne auf Assistenzseite
- Kleine Ablage an Leuchtaufbaustange

Wassereinheit

- Schnellkupplung für die Wasserversorgung und Druckluft externer Zusatzgeräte
- Schlauchspülsystem (Flushing)
- Warmwasserboiler
- Integriertes Bottle Care System (optional mit integrierter Wasserentkeimungsanlage)

Arztelement

- Arztelement mit 5 Instrumentenköchern
- Erster Anschluss für pneumatisch angetriebene Instrumente (z. B. Turbinen, Luftscaler, Luftmotor)
- Erster Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Zweiter Mikromotoranschluss inkl. Mikromotor
- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Ultraschallscaler Solfy SC-7000-F-O mit LED-Licht
- Zusatztray für 2 Normtrays inkl. Silikonauflage
- Halterung für Tablets
- USB-Vorbereitung

Assistenzelement

- Multifunktionsspritze WS-201 inkl. Schlauchheizung
- Spraynebelsauger mit Kugelgelenk und Schnellstopp für 16 mm Kanülen
- Speichelsauger SE110 mit Schnellstopp für Standardkanülen

Sonstiges

- Vorbereitet für den Anschluss an eine zentrale Nasssauganalage inkl. Mundspülbeckenventil inkl. Platzwahlventil

* zzgl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Händlern in Deutschland bis zum 31.07.2024. Abbildung ähnlich zur angebotenen Einheit.

** Monatl. Rate am Beispiel der TARGO Leasing GmbH, Stand 19.01.2024. 84 Monate Laufzeit.