


Hitomebore

Signo T100 OTP Standard FR

Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**



Prix public : 59.561,00 € TTC*

Prix de l'offre : 42.900,00 € TTC*

Référence de l'offre : T100_Standard_2024_FR



Équipement

Couleur de la peinture : blanc

Couleur de sellerie : libre choix de la couleur

Couleur crachoir : blanc

Fauteuil hydraulique

- Fauteuil à entraînement oléohydraulique pour des déplacements silencieux, avec 4 positions mémorisables
- Pédale multifonction filaire
- Tête standard (1 seul axe)
- Scialytique LED „Luna Vue TS“ (LED unique) montée sur l'unité

Unité d'eau

- Filtre anti-bactérien STERAPORE pour eau
- Réchauffeur d'eau pour instruments & crachoir

Élément praticien

- Tablette instruments 5 emplacements
- **Cordon fibré pour la 1ère turbine à entraînement pneumatique** (non inclus : pièce à main, raccord rapide)
- **Cordon fibré pour le 1er micromoteur, micromoteur inclus**
- **Cordon fibré pour 2ème micromoteur, micromoteur inclus**
- Seringue multifonction „WS-201“
- Détartreur à ultrasons LED Satelec „Newtron“

Élément assistante

- Seringue multifonction „WS-201“
- Aspiration chirurgicale „VS110R“ avec rotule et arrêt rapide pour canules d'aspiration de 16 mm
- Pompe à salive „SE110“ avec ajustement du débit et fonction „quick stop“

Autres

- Préparé pour raccordement à une unité centrale d'aspiration humide incluant une vanne crachoir Dürr