

## Qualitätsurteil: „Best of the Best“

Behandlungseinheit Signo T500 gewinnt Red Dot Award

**Bei der Entwicklung des Signo Treffert-Nachfolgers Signo T500 arbeitete das japanische Traditionsunternehmen Morita erneut erfolgreich mit dem Porsche-Design-Team zusammen. Dass sich diese Kooperation in besonderem Maße ausgezahlt hat, macht eine aktuelle Auszeichnung der individuell konfigurierbaren Premium-Behandlungseinheit deutlich: Bei der diesjährigen Vergabe des renommierten Red Dot Awards wurde sie mit dem Prädikat „Best of the Best“ ausgezeichnet.**

Der begehrte Red Dot Award gilt international als Qualitätssiegel für herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign. Neben der allgemeinen Auszeichnung wird besonders wegweisende Gestaltung mit dem Prädikat „Red Dot: Best of the Best“ prämiert – eine Auszeichnung, über die sich in diesem Jahr auch der Dentalspezialist Morita freuen darf. Mit seiner Premium-Behandlungseinheit Signo T500 zählt das Unternehmen in der Disziplin „Red Dot Award: Product Design“ zu den Gewinnern.

In ihrer Begründung zeigte sich die Expertenjury besonders beeindruckt von der Signo T500 als harmonisch gestaltete Antwort auf die Anforderungen des Praxisalltags: „Diese elegante zahnärztliche Behandlungseinheit ist ergonomisch durchdacht, komfortabel und gewährleistet eine intuitive Bedienung. Auf beeindruckende Weise schafft sie für Arzt, Patient und Assistenz (ZMFA) optimale Behandlungsbedingungen. In ihrer Modularität und Flexibilität ist sie exakt auf das abgestimmt, was in der Zahnarztpraxis notwendig ist“<sup>1</sup>, lautet dementsprechend das Fazit.

Bei aller Freude über den anerkannten Award – überzeugt von den Premium-Qualitäten der Behandlungseinheit war man bei Morita bereits zuvor. Schließlich

verfügt die Signo T500 schon in ihrer Standardausführung über eine elegante, funktionale und komfortable Ausstattung – und das wahlweise in einer Schwenkarm- (FMT), einer Schwebetisch- (OTP) oder in einer Cart-Variante. Der Zahnarzt profitiert von einem benutzerfreundlichen und zuverlässigen Bedienpanel sowie von einer frei wählbaren Behandlungsposition an der Signo T500: Denn das Instrumentenköcher-Segment lässt sich unabhängig vom Behandlertisch schwenken, wodurch verschiedenste Bewegungsabläufe unterstützt werden. Außerdem lässt sich der in acht Polsterfarben erhältliche Behandlungsstuhl komfortabel und sanft dank ölhydraulischer Stuhlverstellung in behutsamem Gleichklang von Rückenlehne und Sitz in zwei Geschwindigkeitsstufen zwischen 400 und 800 mm in der Höhe verstellen. Dies kann ebenso wie die Einstellung wichtiger Instrumentenfunktionen bequem über die Fußsteuerung erfolgen. Neben den Vorteilen für den Zahnarzt und seine Assistenz bietet dieser breite Einstellungsbereich auch den Patienten besonders hohen Komfort beim Einsteigen, der nachfolgenden Behandlung und dem Beratungsgespräch. Auch die sanfte, augenschonende Steigerung der Lichtintensität der Operationsleuchte Luna Vue TS trägt zum Wohlbefinden der Patienten bei.

Zu den optionalen Erweiterungen der Signo T500 gehören unter anderem zusätzlich integrierbare Instrumente wie ein Scaler mit Apex-Locator, eine berührungslos ein- und ausschaltbare Operationsleuchte oder ein elektromotorisch schwenkbares Mundspülbecken. Die bequeme Sicherstellung der Hygiene durch leicht zugängliche Wartungsbereiche und viele autoklavierbare Bestandteile der Behandlungseinheit lässt sich durch automatisierte Reinigungsvorgänge weiter vereinfachen.

Alles in allem ist es Morita in Zusammenarbeit mit dem Porsche-Design-Team gelungen, ein rundum intelligentes Design zu schaffen, das den Bedürfnissen einer modernen Zahnheilkunde gerecht wird: Zeitlose und elegante Ästhetik in Verbindung mit Flexibilität durch modulare Bauweise sowie Komfort für den Patienten und das Praxisteam machen die Signo T500 zu einer Premium-Behandlungseinheit – einem echten „Best of the Best“-Produkt, wie der gewonnene Red Dot Award belegt.

Weitere Informationen zur Premium-Behandlungseinheit Signo T500 finden sich unter: [www.morita.com/europe](http://www.morita.com/europe)

**Literatur:**

<sup>1</sup> <https://www.red-dot.org/de/project/signo-t500-37048> (aufgerufen: 19.08.2019)

**Bildunterschriften:**



**Abb. 1:** Beim Red Dot Award 2019 mit dem Prädikat „Best of the Best“ ausgezeichnet: die Premium-Behandlungseinheit Signo T500 von Morita.



**reddot award 2019**  
**best of the best**

**Abb. 2:** Eine Institution in Sachen Produktdesign – der renommierte Red Dot Award zeichnet herausragende gestalterische Leistungen aus.