

Communiqué de presse

Root ZX mini : maniable, intelligent et précis

Dietzenbach, décembre 2021. Root ZX mini de Morita est l'un des localisateurs d'apex les plus puissants sur le marché. Malgré son grand écran couleur, l'appareil est particulièrement maniable et fournit des résultats absolument fiables et précis. En tant qu'évolution logique de ses prédécesseurs maintes fois primés, Root ZX mini se présente désormais avec un nouveau design aux formes parfaites.

Petit, léger et flexible

Grâce à son design minimaliste, le localisateur d'apex Root ZX mini est particulièrement élégant. Il est maniable et léger, avec des formes simples et claires. L'écran couleur LCD est facile à lire, avec un affichage clair des barres et un contraste d'image élevé. Ici, la forme suit la fonction et aucun détail n'est superflu. Le format réduit permet d'utiliser le localisateur d'apex exactement là où il est nécessaire. En association avec le moteur d'endodontie TriAuto mini, il est possible de combiner la mesure et la préparation dans un canal radiculaire.

Très précis et sûr

Une détermination précise de la longueur de travail est l'une des conditions préalables à une préparation réussie du canal radiculaire. La méthode des quotients, sur laquelle repose la mesure des canaux radiculaires, assure à Root ZX mini une grande précision de mesure. Celle-ci est ainsi indépendante des électrolytes existant dans le canal radiculaire, de sorte que les électrolytes conducteurs des liquides (sang, liquides d'irrigation) ne peuvent pas provoquer d'erreurs de mesure. Le résultat est une mesure exacte et fiable.

Utilisation immédiate et facile

Root ZX mini se calibre automatiquement. Pendant le traitement, cette fonction exclut toute altération due, par exemple, à un changement de température ou à l'humidité dans le canal radiculaire. Comme il n'est pas nécessaire d'effectuer un réglage à zéro, l'appareil peut être utilisé immédiatement et mesure en continu tous les canaux radiculaires existants sans réinitialisation.

Morita : un innovateur dans l'endodontie

Avec "Root ZX" maintes fois primé, J. Morita a posé un jalon dans l'histoire de l'endodontie. Cette innovation date de 1991. Premier localisateur d'apex au monde avec mesure d'impédance brevetée - donc aucunement affecté par les liquides - il est particulièrement léger et sûr à utiliser. Les localisateurs d'apex actuels de Morita s'inscrivent dans cette tradition innovante.

Pour plus d'informations sur Root ZX mini :

<https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/>

Pour plus d'informations sur J. MORITA EUROPE GMBH :

www.morita.de

Figure



Fig. 1. Maniable, intelligent et précis : le localisateur d'apex Root ZX mini de Morita.

Contact

J. MORITA EUROPE GMBH
Carmen Schwarz
Justus-von-Liebig-Straße 27b
63128 Dietzenbach
Allemagne
Tél. : +49 6074 836 0
Fax : +49 607. 836 299
E-mail : info@morita.de
www.morita.de

À propos de Morita

Le groupe Morita est l'un des plus importants fabricants de produits médico-techniques. L'entreprise japonaise traditionnelle, qui possède des sociétés en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en Australie et en Afrique, propose une large gamme de produits. Leader dans le domaine du diagnostic radiologique et de l'endodontie, la gamme de produits offre des systèmes d'imagerie performants jusqu'à la tomographie volumétrique 3D ; des unités de traitement ; des lasers ; des turbines, des pièces à main et des contre-angles ; des instruments ainsi que des systèmes de mesure et de préparation endodontiques. En mettant l'accent sur la qualité et la recherche continue, plus de 2 000 employés dans le monde entier portent toute leur attention sur les besoins des utilisateurs et des professionnels de santé. Ainsi, l'esprit de Junichi Morita, qui a fondé l'entreprise en 1916, perdure. Morita est maintenant dans sa 3^e génération de propriété familiale sous la direction de Haruo Morita.